


“トクヤマAP-1”清掃材

トクヤマ AP トレークリーナー




2倍濃縮タイプ

実用液4L分
内容量2,000mL



使用例


標準医院価格 ¥7,500



1 大きな固まりを取り除きます。



2 30分～一晩浸漬します。



3 流水下で軽くブラシをかけながら洗浄します。

特長

- 1 “トクヤマAP-1※”を収縮軟化
- 2 “トクヤマAP-1※”使用後のトレーを簡単清掃
- 3 印象材を溶解させないので液がきれい
- 4 低刺激で臭気発生が少ない（除菌剤入り）

※ トクヤマAPシステム専用ペーストアルジネート印象材

●粉タイプアルギン酸塩印象材にもご使用頂けます。（3倍に希釈してご使用下さい。）

※ご使用の際は必ず製品に表示の使用方法及び使用上の注意事項をよくお読みください。

※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※掲載製品の標準医院価格は2022年7月現在のものです。標準医院価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 **トクヤマデンタル**

■ご用命は

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>