

即時重合レジン

トクヤマ キュアグレース	F-2
トクソー即重レジンクリーナー.....	F-4



トクヤマ キュアグレース

歯科汎用アクリル系レジン

- 低発熱・高適合の即時重合レジン。
- 低発熱でありながら、シャープな硬化パターン。低収縮高適合でTEKの浮き上がりが少なく、マージン・内面等の調整回数を削減。患者さんの負担軽減やチェアタイムの短縮につながります。
- 微量の香り成分配合で、即時重合レジン特有の臭気を感じにくくしています。
- きめ細かい粒子設計で滑らかな練和感。硬化後の研磨も短時間で艶が出ます。
- 筆積み時にレジン玉が落下しにくく盛り付けやすい、筆での付形操作がしやすい粉性状です。
- 硬化後の色調変化が少ないので、TEKでも審美を気にされる患者さんにご満足いただけます。

※セットでの販売はございません。

(管理医療機器) 認証番号226AABZX00048000



トクヤマ キュアグレース 粉末 単品

歯科汎用アクリル系レジン

- 包装** 1箱＝粉末 50g 1本、粉計量カップ 1個
(A1、A2、A3、ピンク、ライブピンク、クリア)
1箱＝粉末 250g 1本、粉計量カップ 1個
(A1、A2、A3、ピンク、ライブピンク、クリア)

(管理医療機器) 認証番号226AABZX00048000



トクヤマ キュアグレース 液 単品

歯科汎用アクリル系レジン

- 包装** 1箱＝液 50mL 1本、スポイト 1本
1箱＝液 250mL 1本、スポイト 1本

価格

(管理医療機器) 認証番号226AABZX00048000



□ トクヤマ キュアグレース 収納ケース

- トクヤマ キュアグレースの収納ケースです。
- トクヤマ キュアグレースを使いやすい収納。持ち運びに便利です。

色調 グリーン

包装 1個




□ ラバーカップ No.2

- 粉液混和に使用します。

サイズ 内径：28mm 総高さ：33mm

包装 1袋=2個



□ 毛筆 No.12

- トクヤマ キュアグレース用。
- 高級イタチ毛で特別に作られた筆で、毛が細くかつコシが強く、毛先がまとまりやすい性質を持っています。
- 盛り付けやレジン玉が作りやすい操作性の良い筆です。

包装 1袋=1本



ダッペングラス (6穴皿)

- プラスチック製ダッペングラス。
- ラバーを取り付けて使用することでダッペングラスへのレジンの付着・固化を防止し、ラバー内でレジンが固化しても簡単に清掃できます。

※単品販売分には、ダッペングラスラバーは付属しません。

包装 1箱=1個 (ラバーなし)



ダッペングラス (6穴皿) ラバー

- 交換用ダッペングラスラバー。(ブルー)
- ダッペングラス (6穴皿) 専用。



混和皿 (ダッペングラス6穴皿) への固化したレジンの付着を防止することができます。また、柔らかい材質のため、清掃も楽にできます。

包装 1袋=10個



スパチュラ No.001

- 混和したレジン泥がすくいやすいように、両端が大小のスポーン状になったスパチュラです。

包装 1袋=1本



トクソー即重レジンクリーナー

- 筆やインスツルメントに固着した即重レジンをスピーディーに、かつ強力的に溶解するクリーナー。
- ルーージュやワックス等もスピーディーに、かつ強力的に溶解するので、メタル補綴物の洗浄としても使用できます。その場合は、ガラス容器に小分けし、メタル修復物 (前装冠、レジン不可) を浸します。超音波洗浄をするとさらに効果があります。

包装 1箱=100mL 1本