

# 予 防 ・ 衛 生 用 品

トクヤマ デントジア .....	J-2
トクヤマ プロフェッショナル グローブ .....	J-3
トクヤマ ニトリルグローブ .....	J-3
トクヤマ リベースクリーナー .....	J-4
トクヤマ イータック® マスク .....	J-4
トクソーディスポマスク.....	J-4



### トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレー

高純度安定型次亜塩素酸水

- 印象体や石膏模型の表面を素早く除菌できるよう、最適な濃度とpHに調整した除菌スプレーです。
- 幅広い菌やウイルスに有効。
- 素早く簡単除菌。
- 印象体への影響が少ない。

包装 1本=400mL



### トクヤマ デントジア 希釈用原液

高純度安定型次亜塩素酸水

- 幅広い菌やウイルスに有効。
- 素早く簡単除菌。
- 印象体への影響が少ない。

包装 1本=2L、10L



### トクヤマ デントジア 希釈用スプレーボトル

- 清拭用の除菌液がボトルの目盛線で簡単に調製できます。

包装 1本



### トクヤマ デントジア 空間除菌

次亜塩素酸水対応超音波噴霧器

- 次亜塩素酸で空間を除菌・消臭する、次亜塩素酸水対応超音波噴霧器です。
- 診療室や待合室といった院内環境の衛生対策に。

包装 1箱=本体 1台  
専用タンク 1個、  
取扱説明書 1冊



## トクヤマ プロフェッショナル グローブ

歯科用グローブ

- グローブの指の長さ、太さ、幅は日本人の手に合わせて製造しています。また手の湾曲に沿ってカーブしているので疲れにくく、長時間の施術にも適しています。
- 塩素処理することにより、ラテックスタンパク質を抽出しています。また天然ゴムが直接手に触れることを防止するため内面にアクリルコーティングを施す等、特殊加工を施しています。

サイズ 5½、6、6½、7、7½

主原料 天然ゴム

包装 1箱=50枚 (25双) 左右別タイプ、  
未滅菌、  
パウダーフリー

(一般医療機器) 届出番号13B2X10078000003



## トクヤマ ニトリルグローブ

歯科用グローブ

- アレルギーであるラテックスタンパク質を含まないニトリル合成ゴムを使用したグローブです。
- グローブ表面を塩素処理することで、器具を巻き込みにくく、装着もスムーズです。

サイズ SS、S、M、L

主原料 ニトリルゴム

包装 1箱=100枚 左右兼用、  
未滅菌、  
パウダーフリー

(一般医療機器) 届出番号13B2X10078000006

## グローブサイズ相関表

トクヤマ プロフェッショナル グローブ	5½	6	6½	7	7½
トクヤマデンタル プラスチックグローブ	S	M	L	LL	
トクヤマ ラテックス グローブ	SS	S	M	L	
トクヤマ ニトリル グローブ	SS	S	M	L	



## トクヤマリベースクリーナー

入れ歯洗浄剤

- カテキン配合
- 素早く洗浄（5分浸漬）
- 洗浄効果が高めるきめ細かな泡立ち
- 食事を邪魔しない控えめなミントの香り
- 総入れ歯にも部分入れ歯にも使用可

包装 1ケース=6箱（ディスプレイ箱）、  
1箱32錠入り（2.8g×32）



## トクヤマ イータック® マスク

ディスプレイマスク

- 花粉・ウイルス・菌・PM2.5を含む飛沫を99%カット※1するフィルターを採用。  
※1) バクテリアろ過率（BFE）99% 測定機関：（一財）カケンテストセンター
- 表層と口元をEtak®で加工。
- 着心地にもこだわり細部の造りまで丁寧に仕上げてあります。
- Etak®とは、二川浩樹教授（広島大学大学院）が開発した、歯科で口腔内の治療や洗浄に使われている抗菌成分「第四級アンモニウム塩」からなり、様々な素材へ固定化して抗菌効果を持続させることに成功した固定化抗菌成分です。

規格 サージカル

サイズ・色 フリーサイズ（約175mm×95mm）  
ベビーブルー色

包装 1箱=50枚



## トクソーディスポマスク

ディスプレイマスク

- 高性能脱臭剤を配合し、高い細菌遮断効率と粉塵捕集効率を有する脱臭・除菌マスク。
- 1枚ずつプラスチックフィルムに包装されているので、脱臭効果を損なわず、衛生的です。
- ソフトウーリーバンド（丸ゴムひも）使用のため、長時間装着でも耳が痛くなりにくいマスクです。

規格 サージカル

サイズ・色 Mサイズ（横175mm×縦90mm）  
3色=ブルー、ピンク、ホワイト

包装 1箱=45枚（個包装）