


# CAD/CAM材料

エステライト レイヤーブロック .....	K-2
エステライトブロックⅡ.....	K-2
エステライトPブロック .....	K-3



■形態寸法図



14L : a 14.5mm × b 14.5mm × c 18mm

(管理医療機器) 認証番号302AKBZX00051000

## エステライト レイヤーブロック

歯科切削加工用レジン材料-CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

- CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 前歯用
- スーパナノ球状フィラーにより高強度と優れた研磨性、つやの持続と切端色層、中間色層、歯頸部色層による自然な色調再現が可能となりました。

サイズ 14L

色調 A1-LY、A2-LY、A3-LY、A3.5-LY、A4-LY

包装 1箱=5個

トレーサビリティシール

「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」

各5枚

## エステライトブロックⅡ

歯科切削加工用レジン材料-CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)

- CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 小臼歯用
- スーパナノ球状フィラーにより高強度と優れた研磨性、つやの持続を実現しました。
- 微細な球状フィラーにより、短時間で簡単に光沢を得ることができます。

サイズ 12、14、14L

色調 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT (12、14、14L共)


包装 1箱=5個

トレーサビリティシール

「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」

各5枚

■形態寸法図



- ・サイズ 12 a 10mm × b 12mm × c 15mm
- ・サイズ 14 a 12mm × b 14mm × c 18mm
- ・サイズ 14L a 14.5mm × b 14.5mm × c 18mm

(管理医療機器) 認証番号227AFBZX00050000



## エステライトPブロック

歯科切削加工用レジン材料-CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)

- CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 大白歯用
- 大白歯冠のために高強度・劣化抑制を実現。
- 面荒れが少なく、摩耗や対合歯摩耗も抑制。

サイズ 12、14、14L


色調 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT (12、14、14L共)

包装 1箱=5個

トレーサビリティシール

「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」  
各5枚

■形態寸法図



- ・サイズ 12 a 10mm × b 12mm × c 15mm
- ・サイズ 14 a 12mm × b 14mm × c 18mm
- ・サイズ 14L a 14.5mm × b 14.5mm × c 18mm

(管理医療機器) 認証番号229AKBZX00077000