

デ ジ タ ル

i700オーラルスキャナ セット…………… K-2



■仕様

スキャン技術	スキャンフレーム	70FPS
	光源	LED
精度	フルアーチ	10.9 μm±0.98
本体	寸法	248mm×44mm×47.4mm
	重量	245g
チップ	チップサイズ	22.2mm×15.9mm
	ミラー角度	45°
	スキャンエリア	15mm×13mm
	滅菌可能回数	100回
ケーブル	長さ	2m
	接続	USB-C



i700オーラルスキャナ セット

デジタル印象採得装置

- 軽量で持ちやすい本体。(245g)
- パソコンのUSB-Cポートにケーブル1本で接続できます。
- リモートコントロールボタンでパソコン本体の操作が可能です。
- 内蔵のUV-C LEDライトで本体内部を殺菌します。
- 先端チップは180°回転させて装着することもできます。またオートクレーブ滅菌にも対応しています。

包装 1箱=i700オーラルスキャナ 1台、
 キャリブレーションツール 1個、
 ノーマルチップセット 1箱 (4本入)、
 デスクトップクレードル 1個、
 ウォールマウントホルダー 1個、
 ハンドピースカバー 1個、
 メディカルアダプター 1個、
 パワーコード 1本、
 パワーハブ 1個、
 パワーデリバリーケーブル (2m) 1本、
 USB3.0ケーブル 1本、
 リストストラップ 1本、
 プラクティスモデル 1個

(管理医療機器) 承認番号30300BZ100031000

i700オーラルスキャナ ノーマルチップセット

- チップはハンドピースに180°回転させてセットすることができます。
- オートクレーブ滅菌に対応しています。

包装 1箱=ノーマルチップ 4本

i700オーラルスキャナ パワーデリバリーケーブル

- USB Type-Cのパワーデリバリーケーブルです。(セットには2mのケーブル1本が付属しています。)

包装 1本

その他のセット構成品も単品での取り扱いがございます。